

| 区分1 | 区分 | モジュール名 | |
|---------|--------------|--|--|
| 基本 | 基本 | ランチャー | TOXランチャーの各システムの起動の一元管理 ・実行ファイルをグループ化して管理 ・TOXランチャー以外の実行ファイルの登録も可能 |
| | | オートバリデーション | システムの動作環境に対する変化を自動的に検出 |
| 試験管理 | 基本 | 新規試験作成 | 新規の基本データ(試験情報・群情報等)の登録 ・試験番号、試験名称等の試験情報の登録 ・群名称、被験物質名、Lot. No. 等の群情報の登録 |
| | | 基本データ変更 | 既存の基本データの変更 ・試験情報および群情報の変更 |
| | | 基本データ管理 | 基本データの変更管理 |
| | | 基本データログ | 基本データの変更に対する履歴の表示 |
| | | 作業計画 | 試験毎に期間情報、実施作業情報等の計画を登録 |
| | データ整理(凍結・解凍) | 試験データのエクスポート/インポート ・1試験単位に関係するデータをファイルとして出力/システムへ復元 | |
| | 重量 | 試験別体重情報 | 体重餌水の測定情報の登録 ・測定予定日を相対日で設定 ・体重測定精度などの登録 |
| 動薬態 | 試験別血中濃度測定情報 | 血中濃度の測定情報を登録 ・分析機器からの濃度データ取込み用の情報を設定 | |
| 動物管理 | 基本 | 動物管理 | 動物情報の登録 ・動物番号、性別等の動物情報の登録・変更 ・試験/群/ケージへの動物の割り当て |
| | | 群分け | 動物の群分け (体重層化別法、ランダム、シーケンシャル) |
| | | 動物管理ログ | 動物情報の変更に対する履歴の表示 |
| 観測データ入力 | 重量 | 体重測定 | 動物体重測定値の登録 ・電子天びんからの取り込み |
| | | 過去データ印刷(体重) | 指定日の体重測定値の印刷 |
| | 動薬態 | 投与実施記録・試料採取記録 | 投与の実施記録および試料採取の実施記録データを入力 絶食開始および給餌再開の実施の記録 |
| | | 血中濃度測定(ファイル取り込み) | 外部分析ソフトのExportファイルから濃度測定データの取り込み |
| 報 | 重量 | 体重(個) | 動物ごとの体重の変化を印刷 |
| | | 体重(総) | 群ごとの体重の変化を印刷 |
| | 動薬態 | 血中濃度(個) | 血液濃度測定値の時系列による濃度推移、血中濃度曲線を印刷 外部PK解析ソフト [※] を利用したPKパラメータの印刷 [※] 外部PK解析ソフトが別途必要。 |
| ユーザ管理 | 基本 | セキュリティオブジェクト | TOXランチャーシステムを使用するためのログインを管理 ・パスワードによるログイン管理 ・一定時間ごとのユーザー確認 |
| | | 基本ユーザマスタ | システムを使用できる職員(ユーザー)の管理 ・ユーザー名、権限区分等のユーザー情報の登録・変更・削除 |
| | | 基本ユーザマスタログ | 基本ユーザの変更に対する履歴の表示 |
| | | 試験別ユーザー一覧 | 試験毎にシステムを使用できる職員(ユーザー)の管理 ・権限区分等のユーザー情報の変更 |